


شرکت مهندسی پزشکی
فنون طب رستاک



MeCA812i

ELECTROCARDIOGRAPH



ISO 13485:2003

**12 Months
Guarantee**



الکتروکاردیوگراف ۱۲ کاناله مدل MeCA812i
قابلیت پرینت گرفتن لید انتخابی در ۶۰ ثانیه در یک شیت
دارای سیستم پیشرفته مفسر و آنالیز سریع ۱۲ لید
دارای صفحه نمایش Graphic سایز ۵.۷ اینچ
قابلیت انتخاب طریقه نمایش کانال ها
قابلیت نمایش ۱۲ کانال بطور همزمان
دارای کاربری آسان

قابلیت ذخیره اطلاعات ۵۰ رکورد ECG در حافظه داخلی

قابلیت ذخیره اطلاعات ۵۰۰۰ رکورد ECG در SD Card

High Pass Filter: 0.05, 0.16, 0.3, 0.5 Hz

Low Pass Filter: 40, 100, 150 Hz

دارای سیستم (AFS (Anti-Floating System

دارای فیلتر EMG



قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق RS232 ، LAN ، SD

قابلیت ارتقای نرم افزاری دستگاه با استفاده از USB

قابلیت تشخیص پالس Pace Maker

دارای پرینتر با قابلیت استفاده از کاغذ رولی و کتابی

مقاوم در برابر الکتروشوک

قابلیت کارکرد با باتری با ۲۰۰ رکورد (۵ ساعت حالت Standby)

دارای نرم افزار Mecalyzer جهت پردازش سیگنال ECG

قابلیت ثبت مشخصات بیمار (جنسیت ، قد ، وزن ، داروها ، نام پزشک)

دارای فیلتر قوی جهت حذف پارازیت برق شهر

امپدانس ورودی $\leq 50 \text{ اهم}$

$CMRR \leq 100 \text{ db}$



ساخت ایران

تحت لیسانس کمپانی Medigate کره جنوبی

دارای پروانه ساخت از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی