



Professional Ultrasonic Nebuliser

شرکت مهندسی پزشکی

فنون طب رستاک



شرکت مهندسی پزشکی
فنون طب رستاک



Professional Ultrasonic Nebuliser



CE 1304



18 Months
Guarantee



نیولایزر اولتراسونیک سرد و گرم مدل Profi Sonic H
 نیولایزر اولتراسونیک دارو، سرم و آب مقطر
 طراحی پیشرفته با عملکرد آسان (User Friendly)
 ۱۲ ماه گارانتی تعویض کریستال پیزوالکتریک

قابل استفاده برای اطفال و بزرگسال (Child & Adult mask)
 مجهز به فیلتر آنتی باکتریال قابل تعویض
 مجهز به آلارم دیداری و شنیداری عدم استفاده صحیح ظرف محلول
 مجهز به آلارم دیداری و شنیداری کمبود مایع
 دارای قابلیت کارکرد به صورت continuous



دارای صفحه نمایش لمسی Touch Screen
 قابلیت تنظیم میزان تولید بخار 0-3ml/min
 قابلیت تنظیم شدت دمیدن بخار 0-20L/min
 مجهز به سیستم تایمر تنظیم زمان 1-99min
 دارای برنامه منحصر به فرد تنظیم زمان شروع به کار دستگاه

دارای مخزن داروی انعطاف پذیر
 رنج اندازه ذرات 0.5-5µm
 قابلیت اتوکلاو لوله خرطومی (لوله تنفسی)
 قابلیت کارکرد با حداقل میزان دارو
 دارای قابلیت تنظیم دما تا ۹°C



Specifications

PRIZMA

Model	: PROFI SONIC H
Product Class	: II a
Ultrasonic Frequency	: 1.68 MHz
Nebulization Rate (Depend on medication used)	: 0.0 - 3.0 ml/min (adjustable)
Particle Size Rate	: 0.5 - 5.0 μ m
Air-flow Volume	: 0-20 L/min (adjustable)
Medication Tank Capacity	: 150 ml
Water Tank Capacity	: 300 ml
Inhalation Hose Size	: 75 cm
Operating Voltage	: 100 - 240 VAC , 50 - 60 Hz
Power Consumption	: 90 W
Fuse	: 2 x T2A L250V
Class of Electric protection	: I , Tip B
Electric Emission	: Compliant to EN 60601-1-2
Sound Level	: 35 dB (A)
Dimension	: 250 x 200 x 250 mm
Weight	: 2 Kg
Operating Condition	: 15 - 40 °C (59 - 104 °F) , 30 - 85% RH
Storage Condition	: 0 - 45 °C (32 - 113 °F) , 30 - 85% RH

شرکت مهندسی پزشکی فنون طب رستاک

تهران ، بزرگراه چمران ، خیابان باقرخان غربی ، ساختمان امین ، پلاک ۱۰۷ ، طبقه پنجم ، واحد ۱۸

تلفن : ۶۶۵۶۱۲۹۱

فاکس : ۶۶۵۶۱۲۹۳